

HAN 02A

Rehabilitační klín - omyvatelný

Rozměry: 38 x 38 x 8 cm
Výplň: PPUR
Obal: PES úplet s nánosem PUR



handicap
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rehabilitační klín je určený k polohování dlouhodobě ležících pacientů nebo osob po operačních zákrocích. Slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak klínu je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

V případě přímého kontaktu kůže s materiálem doporučujeme klín překrýt například bavlněným ručníkem, aby se zabránilo možnému vzniku opruzenin. Materiál má z lícové strany přirozenou protiplísňovou a antibakteriální úpravu, je neprodyšný a nepromokavý.

Pokyny k údržbě: Povlak klínu lze snadno otřít vlhkým hadrem. V případě potřeby lze povlak sejmut a prát šetrně se zapnutým zipem na 30°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

