

HAN 02B

Rehabilitační klín - bavlněný

Rozměry: 38 x 38 x 8 cm
Výplň: PPUR
Obal: bavlněné plátno



handicap
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rehabilitační klín je určený k polohování dlouhodobě ležících pacientů nebo osob po operačních zákrocích. Slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak klínu je vyrobený z bavlněného plátna opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak lze snadno sejmout a prát šetrně se zapnutým zipem na 30°C. Důkladně vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, bavlna (CO) 4%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

