

# **HAN 03A**

## **Rehabilitační klín mezikolenní - omyvatelný**

Rozměry: 26 x 20 x 14 cm  
Výplň: H3060  
Obal: PES úplet s nánosem PUR



**handicap**  
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rehabilitační klín mezikolenní je určený k polohování a stabilizaci dolních končetin pacientů a slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak klínu je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

V případě přímého kontaktu kůže s materiálem doporučujeme klín překrýt například bavlněným ručníkem, aby se zabránilo možnému vzniku opruzenin. Materiál má z lícové strany přirozenou protiplísňovou a antibakteriální úpravu, je neprodyšný a nepromokavý.

Pokyny k údržbě: Povlak klínu lze snadno otřít vlhkým hadrem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát šetrně se zapnutým zipem na 30°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

### **LIKVIDACE**

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

