

# HAN 04A

## Abdukční klín - omyvatelný

Rozměry: 30 x 55 x 15 cm  
Výplň: H3060  
Obal: PES úplet s nánosem PUR



**handicap**  
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Abdukční klín je určený k polohování dolních končetin pacientů, zejména po totální endoprotéze kyčelního kloubu.

Povlak klínu je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

V případě přímého kontaktu kůže s materiálem doporučujeme klín překrýt například bavlněným ručníkem, aby se zabránilo možnému vzniku opruzenin. Materiál má z lícové strany přirozenou protiplísňovou a antibakteriální úpravu, je neprodyšný a nepromokavý.

Pokyny k údržbě: Povlak klínu lze snadno otřít vlhkým hadrem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát šetrně se zapnutým zipem na 30°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

### **LIKVIDACE**

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

