

HAN 11A



handicap
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rehabilitační sedací kvádr - omyvatelný

Rozměry: 40 x 40 x 10 cm
Výplň: PPUR
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Rehabilitační sedací kvádr z PUR pěny je určený pro pacienty po operaci kyčelního kloubu a slouží k usnadnění vstávání ze židle. Lze použít k polohování pacientů a usnadnění rehabilitace. Slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak kvádrů je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak kvádrů lze snadno otřít vlhkým hadrem. V případě potřeby lze povlak sejmut a prát šetrně se zapnutým zipem na 30°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

