


# **HAN 13A**

## **Rehabilitační sedací kvádr - omyvatelný**



**handicap**  
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rozměry: 40 x 40 x 12 cm  
Výplň: PPUR  
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Rehabilitační sedací kvádr z PUR pěny je určený pro pacienty po operaci kyčelního kloubu a slouží k usnadnění vstávání ze židle. Lze použít k polohování pacientů a usnadnění rehabilitace. Slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak kvádrů je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak kvádrů lze snadno otřít vlhkým hadrem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát šetrně se zapnutým zipem na 30°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

### **LIKVIDACE**

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

