

# HAN 16A - vel.2 / 50cm



**handicap**  
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

## Sedací kruh - omyvatelný

Rozměry: 50 x 50 x 10 cm  
Výplň: Polyesterové kuličkové rouno (PES)  
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Sedací kruh je naplněný polystyrenovými kuličkami a je určený k odlehčení křížové a kostrční pánve. Je vhodný pro pacienty s hemeroidy, po porodu nebo při prevenci či terapii dekubitů.

Povlak kruhu je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu, který usnadňuje údržbu.

Doporučujeme nesesat z výšky. V důsledku přetlaku může dojít k poškození švu. Nosnost kruhu je 120kg.

Pokyny k údržbě: Povlak kruhu lze snadno otřít vlhkým hadrem.



Složení:

- Výplň: Polyesterové kuličky (PES) (100%)
- Obal: Polyuretan (PUR) 60%, polyester (PES) 40%

## **LIKVIDACE**

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

