

# **HAN 06A**



**handicap**  
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

## **Polohovací válec - omyvatelný**

Rozměry: 180 x 22 x 22 cm  
Výplň: Polystyrenové kuličky (EPS)  
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Polohovací válec je naplněný polystyrenovými kuličkami a je určený pro imobilní pacienty ležící na lůžku. Je vhodný pro polohování končetin i trupu a ergonomicky se snadno přizpůsobí jakékoli části těla.

Povlak válce je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak válce lze snadno otřít vlhkým hadrem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát šetrně se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení:

- Výplň: Polystyrenové kuličky (EPS) (100%)
- Obal: Polyuretan (PUR) 60%, polyester (PES) 40%

## **LIKVIDACE**

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

